

Vad är skillnaden mellan de tre olika fettreduktionsmaskinerna?

	Zerona	Verju	Emerald
Laserkulör	Röd	Grön	Grön
Våglängd	635 nm	532 nm	532 nm
Marknadsålder	Äldst	Mellan	Nyast
FDA godkänd	2009	2013	2019
Antal FDA godkännanden	1	3	3
FDA - Celluliter	-	Ja	Ja
FDA - Fettreduktion	Ja	Ja	Ja
FDA - Obesity (fetma)	-	Ja	Ja
Smärtbehandling	Ja	-	-
Effektivitetsnorm	Normal	25% upp*	25% upp*
Utformning - diodhuvud	-	-	Ja
Utformning - flexarmar	Ja	Ja	-
Antal diodhuvud	-	-	4
Antal flexarmar	4	4	0
Antal laserdioder	6	6	10
Behandlingstid 2*30 min	Ja	-	-
Behandlingstid 2*20 min	-	Ja	-
Behandlingstid 2*15 min	-	-	Ja
Syfte - Body contouring	Ja	Ja	Ja
Syfte - Medicinsk klassad	-	Ja	Ja
Godkänd för <30 BMI	Ja	Ja	Ja
Godkänd för 30-40 BMI	Nej	Ja	Ja

Vill du veta mer?

Boka gärna ett webbmöte med vår produktspecialist som kan berätta mer! Läs mer; www.humanrecharge.com